

Końcówki światłowodowe HC-14, RI4



Stożkowa, szafir	
Średnica:	1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu
Długość:	8 mm
Maksymalna dopuszczalna energia :	200 mJ
* Kod produktu: 72937 dla wersji głowicy C, D (72938 dla wersji A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Wszystkie procedury w tkankach twardych i miękkich, w łatwo dostępnych, wąskich przestrzeniach
- Gęstość energii na tym samym poziomie energii jest wyższa, co oznacza, że rezultaty mogą zostać osiągnięte przy mniejszych poziomach energii.



Stożkowa, szafir	
Średnica:	1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu
Długość:	12 mm
Maksymalna dopuszczalna energia :	200 mJ
* Kod produktu: 72857 dla wersji głowicy C, D (72675 dla wersji A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Wszystkie procedury w tkankach twardych i miękkich, w ciasnych, wąskich i głębokich przestrzeniach, jak np. początkowa próchnica w zębach mlecznych



Stożkowa, szafir	
Średnica:	1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu
Długość:	16 mm
Maksymalna dopuszczalna energia :	200 mJ
* Kod produktu: 85830	

Końcówka przeznaczona do:

- Wszystkich procedur w tkankach twardych i miękkich, w ciasnych, wąskich i głębokich przestrzeniach, jak np. początkowa próchnica w zębach mlecznych



Kształt dłuta, szafir	
Średnica:	1.5 mm to 1.5 x 0.5mm na wyjściu
Długość:	12 mm
Maksymalna dopuszczalna energia:	200 mJ
* Kod produktu: 72561 dla wersji głowic C, D (70414 dla wersji głowic A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Periodontologia – kiretaż zamknięty, usuwanie poddziąsłowych złogów oraz tkanki ziarnicznej.
- Efektywne i wydajne usuwanie zainfekowanej tkanki miękkiej.



Stożkowa, szafir	
Średnica:	1.3 mm do 0.8 mm na wyjściu
Długość:	8 mm
Maksymalna dopuszczalna energia :	350 mJ
* Kod produktu: 72560 dla wersji głowic C I D (70415 dla wersji głowic A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Wszystkich procedur na tkankach twardych, gdzie wąskie zakończenie końcówki jest wymagane do osiągnięcia obszaru zabiegowego, np. boczne ściany zęba lub usuwanie kamienia bardzo blisko dziąsła.
- Precyzyjna chirurgia tkanek miękkich



Stożkowa, szafir	
Średnica:	1.3 mm do 0.8 mm na wyjściu
Długość:	12 mm
Maksymalna dopuszczalna energia :	350 mJ
* Kod produktu: 72856 dla wersji głowic C I D (72674 dla wersji głowic A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Wszystkich procedur na tkankach twardych, gdzie wąskie zakończenie końcówki jest niezbędne do głębszych i ciężiej osiągalnych miejsc, np. wypełnienie szczelinowe
- Precyzyjna chirurgia tkanek miękkich



Cylindryczna, kwarc	
Średnica:	1 mm
Długość:	8 mm
Maksymalna dopuszczalna energia:	600 mJ
* Kod produktu: 69082 dla wersji głowic C I D (65320 dla wersji głowic A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Przygotowanie ubytków, usuwanie próchnicy oraz procedury na tkankach miękkich, gdzie wymagana jest mniejsza końcówka w celu osiągnięcia tkanki próchnicznej.



Cylindryczna, kwarc	
Średnica:	1 mm
Długość:	12 mm
Maksymalna dopuszczalna energia:	600 mJ
* Kod produktu: 72559 dla wersji głowic C I D (68670 dla wersji głowic A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Przygotowanie ubytków, usuwanie próchnicy oraz procedury na głębiej położonych tkankach, gdzie wymagana jest mniejsza końcówka w celu osiągnięcia tkanki próchnicznej.



Cylindryczna, szafir – Końcówka o podwyższonej wytrzymałości	
Średnica:	1,3 mm
Długość:	8 mm
Maksymalna dopuszczalna energia:	600 mJ
* Kod produktu: 71766 dla wersji głowic C I D (70988 dla wersji głowic A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Przygotowanie ubytków, usuwanie próchnicy w miejscach łatwo dostępnych jak np. mezialna część zęba, oraz procedury na tkankach miękkich np. gingiwektomia, frenektomia, kiretaż otwarty oraz chirurgia jamy ustnej
- Końcówka najlepiej sprawdza się przy wyższych ustawieniach energii (od 400 mJ wzwyż)



Cylindryczna, szafir – **Końcówka o podwyższonej wytrzymałości**

Średnica:	1,3 mm
Długość:	12 mm
Maksymalna dopuszczalna energia:	600 mJ
* Kod produktu: 72558 dla wersji głowic C I D (71763 dla wersji głowic A, B)	

Końcówka przeznaczona do:

- Przygotowanie ubytków, usuwanie próchnicy oraz procedury na tkankach miękkich w głębszych i trudniej dostępnych miejscach
- Końcówka najlepiej sprawdza się przy wyższych ustawieniach energii (od 400 mJ wzwyż)



PRECISO 300/20

Właściwości:	Cylindryczna, elastyczna, kwarcowa
Średnica:	0,3 mm
Długość:	20 mm
Maksymalne ustawienia:	Moc \leq 1 W, Energia \leq 60 mJ
* Kod produktu: 83890 dla wersji głowicy C	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury endodontyczne; czyszczenie kanału



PRECISO 300/14

Właściwości:	Cylindryczna, elastyczna, kwarcowa
Średnica:	0,3 mm
Długość:	14 mm
Maksymalne ustawienia:	Moc \leq 1 W, Energia \leq 60 mJ
* Kod produktu: 85330 dla wersji głowicy C	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury endodontyczne; czyszczenie kanału



PIPS™ 300/14	
Właściwości :	Końcówka zwężana z usuniętą osłonką, kwarc
Średnica:	0,3 mm
Długość:	14 mm
Maksymalne ustawienia:	Moc ≤1 W, Energia ≤40 mJ
<i>Dostępna tylko w USA * Kod produktu: 85332 dla wersji głowicy C</i>	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury endodontyczne; czyszczenie kanału



PIPS™ 400/14	
Właściwości :	Końcówka zwężana z usuniętą osłonką, kwarc
Średnica:	0,4 mm
Długość:	14 mm
Maksymalne ustawienia:	Moc ≤1 W, Energia ≤40 mJ
<i>Dostępna tylko w USA * Kod produktu: 85331 dla wersji głowicy C</i>	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury endodontyczne; czyszczenie kanału



VARIAN 400/9	
Właściwości:	Cylindryczna, kwarc
Średnica:	0,4 mm
Długość:	9 mm
Ustawienia maksymalne:	Moc ≤1,5 W, Energia ≤100 mJ
<i>* Kod produktu: 84826 dla wersji głowicy C</i>	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury periodontologiczne



VARIAN 400/14	
Właściwości:	Cylindryczna, kwarc
Średnica:	0,4 mm
Długość:	14 mm
Ustawienia maksymalne:	Moc $\leq 1,5$ W, Energia ≤ 100 mJ
* Kod produktu: 84827 dla wersji głowicy C	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury periodontologiczne



VARIAN 500/9	
Właściwości:	Cylindryczna, kwarc
Średnica:	0,5 mm
Długość:	9 mm
Ustawienia maksymalne:	Moc ≤ 2 W, Energia ≤ 125 mJ
* Kod produktu: 84836 dla wersji głowicy C	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury periodontologiczne



VARIAN 500/14	
Właściwości:	Cylindryczna, kwarc
Średnica:	0,5 mm
Długość:	14 mm
Ustawienia maksymalne:	Moc ≤ 2 W, Energia ≤ 125 mJ
* Kod produktu: 84837 dla wersji głowicy C	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury periodontologiczne



VARIAN 600/9	
Właściwości:	Cylindryczna, kwarc
Średnica:	0,6 mm
Długość:	9 mm
Ustawienia maksymalne:	Moc \leq2 W, Energia \leq150 mJ
* Kod produktu: 84838 dla wersji głowicy C	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury periodontologiczne



VARIAN 600/14	
Właściwości:	Cylindryczna, kwarc
Średnica:	0,6 mm
Długość:	14 mm
Ustawienia maksymalne:	Moc \leq2 W, Energia \leq150 mJ
* Kod produktu: 84839 dla wersji głowicy C	

Końcówka przeznaczona do:

- Procedury periodontologiczne